

Artiplus

Toric



Especificaciones

Características	Artiplus Toric
Modelo	475
Fijación	Fijación iridiana
Tamaño de zona central para lejos Y/X	1.4 / 2.6 mm
Anchura de los segmentos rotados	0.60 mm
Número de segmentos	11
Potencia óptica	-12.0 D a +2.0 D (incrementos de 0.5 D) Cilindro: -0.5 D a -4.0 D (incrementos de 0.5 D) Adición +2.5 D
Cilindro	Cilindro a 0° Cilindro a 90°
Material de la lente	Óptica: Polysiloxano Hápticos: PMMA
Ø óptica	6.0 mm
Ø total	8.5 mm
Distribución de la luz	40/60 cerca/lejos

LIO Fábrica Tórica para Presbicia

Artiplus Toric es una LIO fábrica para la corrección de la presbicia. Su óptica innovadora con tecnología CTF proporciona una transición suave de lejos a cerca. El uso de segmentos, en lugar de anillos concéntricos, minimiza los fenómenos fóticos ayudando a los pacientes a adaptarse de manera más natural a su nueva visión.

Principales características y beneficios

- ✓ Talla única
- ✓ Procedimiento reversible
- ✓ Visión natural a todas las distancias
- ✓ Independencia de gafas

Sin rotación postoperatoria

Artiplus Toric impide la rotación postoperatoria gracias al principio de fijación iridiana. Esto representa una gran ventaja para los pacientes con astigmatismo, donde cada grado de alineamiento es determinante para lograr el mejor resultado. Artiplus Toric ofrece un centrado perfecto y una estabilidad intraocular máxima.

Basado en la confiable plataforma Artiflex

Artiflex ha demostrado ser un de las LIOs más seguras y efectivas del mercado.

Cursos de capacitación

Al ofrecer lentes exclusivamente a profesionales certificados, aseguramos la máxima calidad en los resultados. Visita ophtec.com/es/courses-and-events para ampliar información y conocer las fechas de los próximos cursos.