

Artiflex

Phakic



Especificaciones



Características	Artiflex Myopia
Modelo	401
Fijación	Fijación iridiana
Potencia óptica	-14.5 D a -2.0 D (incrementos de 0.5 D)
Material de la lente	Óptica: Polisiloxano Hápticos: PMMA
Ø óptica	6.0 mm
Ø total	8.5 mm



Características	Artiflex Toric
Modelo	4A0 (cilindro a 0°) 4C0 (cilindro a 90°)
Fijación	Fijación iridiana
Potencia óptica	Esfera: -13.5 D a -1.0 D Cilindro: -5.0 D a -1.0 D (incrementos de 0.5 D)
Material de la lente	Óptica: Polisiloxano Hápticos: PMMA
Ø óptica	6.0 mm
Ø total	8.5 mm

LIO Fáquica Miopía

Artiflex es una lente intraocular (LIO) fáquica de fijación iridiana plegable diseñada para la corrección de errores refractivos. Esta LIO proporciona una visión de gran calidad reduciendo o eliminando la necesidad de gafas o lentes de contacto. Artiflex ha demostrado ser una de las LIO más seguras y efectivas del mundo.

Principales características y beneficios

- ✓ Tamaño único
- ✓ Sin rotación post-operatoria
- ✓ Procedimiento reversible
- ✓ Buena dinámica de flujo

Cursos de capacitación

Al ofrecer lentes exclusivamente a profesionales certificados, aseguramos la máxima calidad en los resultados. Visita ophtec.com/courses-and-events para ampliar información y conocer las fechas de los próximos cursos..