

Horizon

Monofocal



Especificaciones

Características	Horizon Monofocal
Modelo	RS60AP-22 RS60AP-26
Fijación	En saco capsular
Tipo de óptica	Asférica Aberración Negativa - 0.2 μ m
Índice de refracción	1.54
Número Abbe	42.5
Potencia óptica	0.0 D a +34.0 D (Biconvexo, incrementos de 0.5 D increments)
Configuración de los hápticos	L-Loop modificado con tratamiento mate
Material de la lente	Hidrofóbico acrílico
Contenido en agua	< 1,0%
Color de la lente	Transparente
Ø óptica	6.0 mm
Ø total	13 mm
Angulación de los hápticos	0°
Tamaño de la incisión	~ 2.2 mm por $\leq$ 26 D ~ 2.6 mm por $>$ 26 D
Constante A* ultrasonido	119.4 (SRK T) / 119.6 (SRK II) 1.68 (Haigis a0) / 0.4 (Haigis a1) / 0.1 (Haigis a2) 5.78 (Hoffer Q pACD) / 2.01 (Holladay sf) 5.73 (Holladay II) / 2.09 (Barrett II LF)
Constante A* óptica	119.64 (SRK T) / 120.56 (SRK II) 1.948 (Haigis a0) / 0.4 (Haigis a1) / 0.1 (Haigis a2) 6.09 (Hoffer Q pACD) / 2.32 (Holladay sf) 5.62 (Holladay II) / 2.22 (Barrett II LF)

*Consulta ophtec.com para actualización de Constantes-A

Puro equilibrio.

Horizon Monofocal es una lente intraocular (LIO) acrílica hidrofóbica diseñada para proporcionar visión de lejos en pacientes con catarata. Su diseño ultrafino y robusto proporciona a los cirujanos el equilibrio perfecto entre calidad visual, seguridad, estabilidad y eficiencia quirúrgica.

- ✓ Hápticos en L modificados con tratamiento mate para máxima estabilidad
- ✓ N° Abbe optimizado para máxima calidad visual
- ✓ Óptica asférica

Inyector precargado

El inyector precargado de Horizon es fácil de usar. Su diseño proporciona precisión durante el procedimiento quirúrgico, garantizando una implantación suave. Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad, aporta la confianza necesaria para la cirugía del día a día.

Fabricado por Wuxi Vision Pro Ltd, China. Importado por Ophtec bv.

Ophtec bv Schweitzerlaan 15, 9728 NR Groningen, Países Bajos, +31 50 525 1944, info@ophtec.com
La información de este documento está sujeta a modificaciones, ©2026 Ophtec bv. A901002266-1

ophtec.com