

Horizon Go

Enhanced intermediate vision



Especificaciones

Características	Horizon Go
Modelo	680
Fijación	En saco capsular
Tipo de óptica	Diseño asférico de alto orden modificado
Índice de refracción	1.54
Número Abbe	42.5
Potencia óptica	0.0 D a +34.0 D (Biconvexo, incrementos de 0.5 D increments)
Configuración de los hápticos	L-Loop modificado con tratamiento mate
Material de la lente	Hidrofóbico acrílico
Contenido en agua	< 1,0%
Color de la lente	Transparente
Ø óptica	6.0 mm
Ø total	13 mm
Angulación de los hápticos	0°
Tamaño de la incisión	~ 2.2 mm
Constante A* ultrasonido	119.4 (SRK T) / 119.6 (SRK II) 1.68 (Haigis a0) / 0.4 (Haigis a1) / 0.1 (Haigis a2) 5.78 (Hoffer Q pACD) / 2.01 (Holladay sf) 5.73 (Holladay 2) / 2.09 (Barrett II LF)
Constante A* óptica	119.64 (SRK T) / 120.56 (SRK II) 1.948 (Haigis a0) / 0.4 (Haigis a1) / 0.1 (Haigis a2) 6.09 (Hoffer Q pACD) / 2.32 (Holladay sf) 5.62 (Holladay II) / 2.22 (Barrett II LF)

*Consulta ophtec.com para actualización de Constantes-A

Más intermedia. Cero compromiso.

Horizon Go es una lente intraocular (LIO) acrílica hidrofóbica diseñada para proporcionar visión de lejos con visión intermedia mejorada en pacientes con catarata.

Su diseño ultrafino y robusto proporciona a los cirujanos el equilibrio perfecto entre calidad visual, seguridad, estabilidad y eficiencia quirúrgica.

- ✓ Perfil dióptrico exclusivo
- ✓ Sin compromiso en visión lejana
- ✓ Sin artefactos visuales
- ✓ Solución asequible para un amplio rango de pacientes

Inyector precargado

El inyector precargado de Horizon es fácil de usar. Su diseño proporciona precisión durante el procedimiento quirúrgico, garantizando una implantación suave. Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad, aporta la confianza necesaria para la cirugía del día a día.