

Precizon

Toric **TCT**



Especificaciones

Características	Precizon Toric
Modelo	565
Fijación	En saco capsular
Tipo de óptica	Aberración neutra (0 μ m) Transitional Conic Toric
Índice de refracción	1.46
Número Abbe	47
Potencia óptica	+1.0 D a +34.0 D (incrementos de 0.5 D) Cilindro: +1.0 D a +10.0 D (incrementos de 0.5 D)
Configuración de los hápticos	Hápticos en C-loop modificados con angulación
Material de la lente	Monómeros acrílicos híbridos hidrófobos e hidrófilos con filtro ultravioleta
Color de la lente	Transparente
Ø óptica	6.0 mm
Ø total	12.5 mm
Angulación de los hápticos	0°
Constante A* ultrasonido	118.0
Constante A* óptica	118.6 (SRK T) / 118.7 (SRK II) / 0.567 (Haigis aO) 0.123 (Haigis a1) / 0.159 (Haigis a2) 5.27 (Hoffer-Q pACD) / 1.53 (Holladay 1 sf) 1.61 (Barrett suite LF) / 0.0 (Barrett suite DF)

*Consulta ophtec.com para actualización de Constantes-A

Monofocal vision

Precizon Toric es una LIO híbrida acrílica con una óptica TCT diseñada para la corrección del astigmatismo.

- ✓ Hápticos en offset reducen la OCP
- ✓ Óptica de aberración neutra
- ✓ Estabilidad probada

Con TCT

Nuestra tecnología Transitional Conic Toric (TCT) patentada ofrece una tolerancia probada al desalineamiento y la rotación.

- ✓ Pupilo independiente
- ✓ Tolerancia al desalineamiento
- ✓ Estabilidad probada
- ✓ Cilindro esférico

IOLMATIC

Todas las LIO Precizon son fáciles de implantar con el sistema inyector IOLMATIC. Con tan solo 2 simples clicks el inyector queda conectado al cartucho de la lente, cargado con la LIO y listo para usar.